


- Als **Zwei-Tage-Dosierung** empfohlen¹


Zwei-Tage-Dosierungsschema

1 Am Tag vor der Untersuchung

1. Stunde Beginn der Vorbereitung



Die erste Flasche des EZICLEN-Konzentrates in den EZICLEN-Messbecher einfüllen. Dann den Messbecher bis zur 500 ml Markierung mit Wasser auffüllen.



! Gesamte Flüssigkeit von 500 ml (4 Gläser à 125 ml) über ca. 1 Stunde verteilt langsam trinken. Nicht auf einmal trinken!


2. Stunde




Weitere zwei Messbecher mit insgesamt 1 Liter Wasser oder erlaubter klarer, heller Flüssigkeit (4 Gläser à 250 ml) verteilt über 1 Stunde trinken. Nach dem Abführen nichts mehr trinken und zu Bett gehen!

2 Am Tag der Untersuchung

1. Stunde



Die zweite Flasche des EZICLEN-Konzentrates in den EZICLEN-Messbecher einfüllen. Dann den Messbecher bis zur 500 ml Markierung mit Wasser auffüllen.



! Gesamte Flüssigkeit von 500 ml (4 Gläser à 125 ml) über ca. 1 Stunde verteilt langsam trinken. Nicht auf einmal trinken!

2. Stunde



Weitere zwei Messbecher mit insgesamt 1 Liter Wasser oder erlaubter klarer, heller Flüssigkeit (4 Gläser à 250 ml) verteilt über 1 Stunde trinken.

- **ohne** Kurzzeitnarkose: spätestens **1 Stunde** vor Untersuchungsbeginn
- **mit** Kurzzeitnarkose: spätestens **2 Stunden** vor Untersuchungsbeginn